單元3: 陣列(Array)


主題:

- a. 介紹Array
- b. 使用自動索引(Auto Indexing),以迴圈建立Array
- C. 藉紹常用的Array函數
- d. 多型(Polymorphism)

Arrays

- ■陣列將同一種類型的資料元件組成群
- ■可以有一個或多個維度,每一個維度可達231個元件
- ■可以使用索引(index)來取得陣列內的元素,索引從零開始計算,第一個元素的index是0


index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10個元素的Array[




5列(row)7欄(column)的陣列,共有35個元素

Arrays


1D array就像是Excel當中只有一排 資料, index使用A、B、C...表示




2D array就像是Excel當中有一頁資料,index使用A1、B3、C 4....表示





3D array就像是Excel當中有多頁資料,其index使用3A1、1B3、3C 4....表示



Array 在LabVIEW裡面的表示方法








1D array


2D array

3D array

建立陣列的控制器與指示器





建立一個內含常數的Array



⚠ 注意:不能建立一個含有Array的Array

增加維度、減少維度







增加維度

減少維度


自動索引(Auto-Indexing)

- ■資料流出或流入loop的地 方稱為「通道」
- ■在loop內的資料要流出時經過通道,可以自動將所有資料變成Array
- ■For Loop的自動索引預設為開啟;While Loop的自動索引預設為關閉。但自動索引預設為關閉。但是這些都是可以事後設定的。
- ■在通道按滑鼠右鍵,就可以選擇是否要開啟自動索引的功能。






建立一個2D Array




- ■內部迴圈形成Row
- ■外部迴圈把那些Row行成Column


使用自動索引來設定For Loop執行的次數

- ■如果你啟動連接至For Loop 輸入接頭的陣列的自動索引, LabVIEW會將計數接頭 (count terminal) 設定為陣列 的大小,這樣你就不需要連 接計數接頭。
- ■如果你啟動一個以上通道的 自動索引,或是你連接了計 數接頭,則計數會改變為二 者之中較小者





常用的Array函數 – Array Size

















常用的Array函數 - Initialize Array










Initialize Array




常用的Array函數 – Array Subset














常用的Array函數 – Build Array
















常用的Array函數 - Index Array
















常用的Array函數 – Index Array


















多型 (Polymorphism)

■多型的函數,表示其輸入值可以是不同的資料結構,如純量或陣列




另一個多型的例子 - DAQmx




練習3.1 - 熟悉Array的使用

■建立以下的人機介面



練習3.2 - 熟悉Array的使用

■建立以下的程式區



練習3.3-以自動索引建立陣列

- 1. 拉出亂數產生器
- 2. 在亂數產生器外面加上for loop
- 3. 拉出亂數的資料線,行成1D Array。
- 4. 再加上一個for loop,拉出亂數的資料線,行成2D Array

本章重點回顧

- ■陣列將同種類型的資料元件組合起來。你可以建立數值、布林、路徑、字串、波形,以及叢集資料類型的陣列。
- ■索引從零開始,也就是說它位於0至n-1的範圍內,n是陣列中元件的數目。
- ■如果將陣列連接至For Loop 或While Loop 輸入通道,你可以 啟動自動索引(auto-indexing),以讀取並處理陣列中的每一個 元件。
- ■在預設情況下, LabVIEW 啟動For Loop 的自動索引功能, 關閉While Loop 的自動索引功能。
- ■多型是指函數依照不同資料結構的輸入資料而做調整

挑戰題

- ■建立一個VI,其功能為翻轉內含100個隨機數字之陣列的元件順序。舉例來說, array[0]變成array[99], array[1]變成 array[98],餘此類推。
- ■建立一個VI,其功能為產生三列十行的二維隨機數字陣列。 在產生陣列之後,為每一列製作索引,並使用每一列的內容 繪製獨立的圖表。人機介面上應該有三個圖表。
- ■建立一個VI,其功能為模擬擲骰結果(值介於1和6之間), 並記錄擲出每個值的次數。輸入埠為擲骰的次數,輸出則包 括擲出每個數字的次數。只能使用一個移位暫存器。
- ■建立一個VI,其功能為產生一維陣列,然後將元件兩兩相乘 (從元件0和1開始),並傳回結果陣列。舉例來說,輸入陣 列的值為1,23,10,5,7,11,輸出陣列則為23,50,77。